

UrgoK2



UrgoK2

Latex free

CE (2005)

CE (2012)

- fr** La mise en place de ce dispositif médical doit être effectuée par une personne formée à la pose de bandes de compression. Lire attentivement la notice.
- en** The application of this medical device must be carried out by a person trained in the application of compression bandages. Read these instructions for use carefully.
- de** Die Anwendung dieses Medizinproduktes muss von einer Person durchgeführt werden, die im Anlegen von Kompressionsbinden geschult ist. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung gründlich durch.
- nl** Het aanbrengen van dit medische hulpmiddel moet worden uitgevoerd door een persoon die is bevoegd in het aanbrengen van compressieverbanden. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- es** La aplicación de este producto sanitario debe ser realizada por una persona capacitada en la aplicación de vendajes compresivos. Lea atentamente estas instrucciones de uso.
- pt** A aplicação deste dispositivo médico deve ser efetuada por uma pessoa treinada para a aplicação de ligaduras de compressão. Leia atentamente estas instruções de utilização.
- it** L'applicazione di questo dispositivo medico deve essere eseguita da personale qualificato nell'applicazione di bendaggi compressivi. Legga attentamente queste istruzioni per l'uso.



/ Urgo Medical

- fr** Vidéo de pose disponible **en** Application video available **de** Ein Anwendungsvideo ist verfügbar  
**nl** Toepassingsvideo beschikbaar **es** Video de aplicación disponible **pt** Vídeo de aplicação disponível  
**it** Applicazione video disponibile

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**URGO K2 (ou URGO K2 Latex Free)** est un système de compression multi-types bi-bande composé d'une bande à allongement court et d'une bande à allongement long.

Sa technologie exclusive PresSure system, basée sur des indicateurs de pression, permet de guider la pose pour appliquer le bon niveau d'étirement et de recouvrement, selon le kit choisi.

## CONTENU DES KITS

**URGO K2** est composé de KTech (Bande 1) et de KPress (Bande 2).

**URGO K2 Latex Free** est composé de KTech (Bande 1) et de KPress Latex Free (Bande 2).

## Bande 1 :

KTech : bande à allongement court, de couleur blanche, apportant compression, protection.

Composition : **ouate** : viscose, polyester ; **support** : polyamide, élasthanne.

## Bande 2 :

KPress/KPress Latex Free : bande cohésive à allongement long, de couleur chair, maintenant le bandage en place et apportant la pression supplémentaire nécessaire pour atteindre la pression thérapeutique.

Composition de KPress : acrylique, polyamide, élasthanne ; matériau cohésif contenant du latex naturel.

Composition de KPress Latex Free : coton, polyester, polyamide, élasthanne ; matériau cohésif synthétique sans latex.

## TAILLES

**URGO K2 (ou URGO K2 Latex Free)** est disponible en 2 tailles, pour circonférences de chevilles : 18-25 cm et 25-32 cm.

**URGO K2** est disponible en 3 largeurs : 8 cm, 10 cm et 12 cm.

**URGO K2 Latex Free** est disponible en largeur de 10 cm uniquement.

(Certaines largeurs peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.)

## PROPRIETES

- Confortable jour et nuit pour une meilleure observance du patient.

- Chaussage facile.

- Bonne mobilité de la cheville.

- Facile et rapide à appliquer à la bonne pression à l'aide du PresSure System : la pression thérapeutique est atteinte dès la première pose.

- Niveau de pression élevé à la cheville (environ 40mmHg).

- Index de rigidité élevé : Compression continue grâce à une pression de travail élevée et une pression de repos modérée, créant un effet de massage favorisant le retour veineux et la réduction de l'œdème.

- Le système peut rester en place jusqu'à 7 jours.

## INDICATIONS

Traitement de l'ulcère veineux de jambe et/ou des œdèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée, chez l'adulte.

## CONTRE-INDICATIONS

- Pathologie artérielle modérée ou sévère, avec Indice de Pression Systolique (IPS) <0.8.

- Patient souffrant de thrombose ischémique, de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de phlébite septique.

- Ulcération ou œdème d'origine infectieuse.

- Insuffisance cardiaque congestive décompensée.

- Patient avec antécédent de pontage post-artériel.

- Hypersensibilité connue à l'un des constituants – en particulier le latex pour **URGO K2**.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- A usage unique : Ne pas laver ce dispositif médical afin de maintenir ses performances.

- Ne pas stériliser.

- Ne pas appliquer en contact direct avec une plaie.

- En cas de d'insuffisance cardiaque, de diabète, de maladie artérielle périphérique ou de neuropathie périphérique, le système de compression ne doit être utilisé qu'après avis médical spécialisé, et sous surveillance médicale stricte.

- En cas d'IPS ≥ 1.3, une évaluation vasculaire supplémentaire est recommandée avant de commencer le traitement compressif.

- En cas de dermatose infectieuse péri-ulcéreuse, traiter l'infection avant d'initier le traitement par le système de compression.

- L'efficacité d'**URGO K2 (ou URGO K2 Latex Free)** a été testée et validée pour l'application conjointe de KTech et KPress (ou KPress Latex Free).

- Suivre les méthodes d'application décrites pour atteindre le niveau de pression thérapeutique recommandé. Le PresSure System a été conçu pour guider l'application des bandes.

- Ce système de compression doit être porté en continu jour et nuit, jusqu'au soin suivant, à l'appréciation du praticien.

- En cas d'inconfort, de douleur, ou de réactions cutanées lors du port de ce produit, le patient doit contacter son professionnel de santé.

- Toute survenue d'un incident grave en lien avec ce dispositif doit être signalée au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

## MODE D'EMPLOI

## Avant d'appliquer les bandes

- En cas de plaie, appliquer un pansement adapté avant de poser KTech.

- Examiner la forme de la jambe afin de repérer d'éventuelles zones à risque de surpression (saillies osseuses) et les protéger avec de la ouate si besoin.

- Mesurer la circonférence de la cheville et vérifier que le kit approprié a été choisi (kit de taille 18-25 cm ou 25-32 cm) (Figure 1).

- En cas de circonférence de cheville >32 cm, le kit 25-32 cm peut être utilisé : le niveau de pression se rapprochera de la pression thérapeutique au fur et à mesure de la réduction progressive de l'œdème.

- En cas de jambes très fortes, 2 kits peuvent être utilisés pour recouvrir toute la jambe.

- Il est préférable d'appliquer le système de compression le matin au lever ou bien après avoir surélevé les jambes du patient pendant une heure, afin de minimiser l'œdème orthostatique.

- En fonction de l'indication, appliquer les bandes jusqu'au genou ou jusqu'à la cuisse et utiliser les largeurs de bandes appropriées selon les méthodes d'application suivantes.

## Méthode d'application

## Méthode d'application « sous le genou »

1. Placer le pied à 90° - orteils vers le haut (Figure 2).

2. Assurez-vous que la face ouatée de KTech soit en contact avec la peau, et que les indicateurs de pression imprimés sur la bande soient situés sur le côté supérieur de la bande (vers le haut de la jambe) pour la taille 18-25 cm ou au milieu de la bande pour la taille 25-32 cm. Appliquer la bande à la base des orteils, en effectuant un à deux tours d'ancrage autour du pied avec un étirement modéré, en considérant le statut vasculaire, la forme du pied et la présence d'œdème (Figure 3).

3. Saisir le talon, et effectuer une figure en « 8 » autour de la cheville, en recouvrant bien le talon pour éviter les frictions (Figure 4).

4. Depuis la cheville, remonter jusqu'au genou en effectuant des spirales, tout en continuant à étirer la bande afin que les indicateurs de pression forment des cercles. Pour appliquer le bon recouvrement, chaque nouvelle spirale doit recouvrir le cercle précédent (kit de taille 18-25 cm : recouvrement de 50% (1/2) de la largeur de la bande ; kit de taille 25-32 cm : recouvrement de 2/3 de la largeur de la bande) (Figure 5). Finir 2 cm sous le pli poplité.

5. Couper à l'aide d'une paire de ciseaux la longueur de bande en excès, qui ne doit pas être enroulée autour du membre car cela augmenterait la pression (Figure 6). Fixer à l'aide d'un sparadrap.

6. Appliquer KPress (ou KPress Latex Free) sur KTech selon la même technique en commençant un doigt au-dessus de KTech et en finissant un doigt sous KTech afin que seule KTech soit en contact avec la peau.

Une fois appliqué, appuyer doucement sur le bandage avec les mains pour assurer une bonne tenue du système (Figure 7).

## Méthode d'application « jusqu'à la cuisse »

Si nécessaire, appliquer un bandage approprié sur les orteils.

Pour appliquer le bandage jusqu'à la cuisse, suivre la même méthode que pour l'application sous le genou.

Pendant l'application, le genou doit être légèrement fléchi afin d'assurer la mobilité du patient.

Plusieurs bandes KTech doivent être utilisées pour permettre l'application jusqu'en haut de la cuisse (Figure 1) : lors de l'application d'une nouvelle bande KTech, débiter en recouvrant le dernier tour de la bande précédente.

Recouvrir le genou en évitant que le bord de KTech soit positionné sur le pli poplité afin d'éviter des lésions cutanées.

Couper à l'aide d'une paire de ciseaux la longueur de KTech en excès et fixer à l'aide d'un sparadrap.

Appliquer KPress (ou KPress Latex Free) sur KTech en utilisant une séquence de bandes et une méthode d'application identiques (Figure II). Une fois appliqué, appuyer doucement sur le bandage avec les mains pour assurer une bonne tenue du système et fixer à l'aide d'un sparadrap si nécessaire.

	NE PAS REUTILISER		DISPOSITIF MEDICAL
	ATTENTION		NIVEAU DE PRESSION
	CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION		TAILLE DU KIT
	CODE DE LOT		<b>URGO K2 :</b> PRÉSENCE DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL
	DATE LIMITE D'UTILISATION		<b>URGO K2 Latex Free :</b> FORMULE SANS LATEX
	REFERENCE CATALOGUE		LARGEUR BANDAGE
	FABRICANT		