

Gant de toilette molletonné

ESSUYAGE CORPOREL



Utilisateurs :



Patients

Description produit:

Gant de toilette très doux, possède un excellent pouvoir absorbant et résistant
Ouverture en décalé, permet de l'enfiler facilement

Avant d'utiliser le gant de toilette, enfiler un gant en nitrile en dessous permet
généralement de protéger les mains des bactéries et des virus

Produit à usage unique

Scellé par ultrasons

Absorption: 520%



Références	Dimensions	Matière	Grammage	Coloris
1000019376	16 x 23 cm	100% polyester	80 g/m ² (+/-5)	Blanc

NORMES

Masse surfacique d'un non-tissé NF EN 29073-1: 1992 ou ISO 9073-1: 1989

Résistance et allongement à la traction d'un non-tissé NF EN 29073-3: 1992 ou ISO 9073-3 : 1989

Capacité d'absorption d'un non-tissé NF EN ISO 9073-6: 2003

Etoffes: détermination de la largeur et de la longueur NF EN 1773: 1997

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000019376	50	20 / 1000	36 cartons
Poids carton (brut)	Dimensions carton	Code GTIN	Origine
6 kg	40 x 40 x 30 cm	Sachet: 3700901328711 Carton: 3700901328728	Chine

Produit associé
Coiffe lavante
Réf: 491917

