

Gant de toilette molletonné

ESSUYAGE CORPOREL



PERFORMANCES

- **MATIERE:** produit molletonné très doux offrant une sensation textile
- Cousu par ultrason aux extrémités
- **RESISTANCE:** résiste à l'état humide comme à l'état sec
- **CONFORT:** s'ajuste parfaitement sur la main, avec ouverture décalée pour faciliter l'entrée de la main
- **ABSORPTION:** 563%

USAGES

- Préconisé pour des tâches simples d'hygiène jusqu'à la toilette entière du patient
- Produit à usage unique



DONNEES TECHNIQUES

Matière	100% polyester	Coloris	Blanc
Dimensions	15 x 22,5 cm	Grammage	75 g/m ² (+/- 5)
Stockage	A conserver dans un local sec, à l'abri de la chaleur		

NORMES

Masse surfacique d'un non-tissé NF EN 29073-1: 1992 ou ISO 9073-1: 1989

Résistance et allongement à la traction d'un non-tissé NF EN 9073-3: 1992 ou ISO 9073-3 : 1989

Capacité d'absorption d'un non-tissé NF EN ISO 9073-6: 2003

Etoffes: détermination de la largeur et de la longueur NF EN 1773: 1997

DONNEES LOGISTIQUES

Sachets / carton	Unités / sachet	Unités / carton	Carton / palette	Dimensions carton (LxIxH)	Pays d'origine
15	50	750	49	46x23x24,5 cm	Chine

PRODUIT ASSOCIÉ



Drap de bain 80x120 cm

Réf : 1000018111