

545 bis



90 Kg



<i>Coloris stock permanent</i>	GRIS PASTEL	NOIR DECOR
<i>Code article</i>	1040001S1	1040001S2
<i>Code GTIN</i>	3615800001330	3615800001347

Autres coloris :

Code article : **1040001S..**

Code GTIN : 361580000XXXX (selon coloris)

Famille :

Canne tripode et quadripode

Description :

Canne tripode acier, finition époxy

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras
Usage intérieur ou extérieur

Dispositif médical : oui

Classe du DM : I

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR: 6259176
(Canne tripode ou quadripode réglable en hauteur, à l'achat, VILGO)



Caractéristiques Techniques :

Dimensions (mm) :

- Hauteur* mini : 675 mm
- Hauteur* maxi : 915 mm
- Embase : 320 x 275 mm hors tout
- Epaisseur poignée : 23 mm

* position médiane sur poignée

Description technique :

- Embase : tube acier Ø 20 x 1 mm - Finition époxy – 2 positions de réglage
- Rallonge : tube alu anodisé 17.2x1.35mm – 8 positions de réglage (tous les 25 mm) – réversible gauche droite.
- Blocage position de réglage : vis et écrou moleté zingués
- Bague anti jeu
- Poignée Maginot
- 3 embouts 19x40 noir

Poids du produit :

0,9 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Avant 1998

Version mise sur le marché : 21/06/23

Etiquetage produit



HMS-VILGO Route de Sainte-Alvère 24100 Bergerac - FRANCE

REF 545 BIS UDI

GTIN 3615800001330 MAX : 90kg


2023-07 MD

SN P10400012300100001 (01)03615800001330(10)0FLA-111111(11)1230701(21)P10400012300100001

545 bis



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000065	1	Poignée Maginot
2	E104005	1	Rallonge adulte 545 alu ano 17.2x1.35
3	A000003	1	Bague diam. 20 noire
4	E104000	1	Embase 545 adulte
5	A001055	1	Ecrou moleté diam. 5 12/24
6	A001027	1	Vis TCB 5x25
7	A000218	3	Embout 19x40 noir