

Coussin anti-équin



Références	Désignations	Dimensions
22.22000	Coussin anti-équin pour une jambe	76 x 28 x 24 cm
22.22010	Coussin anti-équin pour deux jambes	76 x 28 x 65 cm

Atouts :

- Aide au positionnement en mousse viscoélastique.
- Conçu pour maintenir le patient allongé dans une position stable et confortable.
- Permet de diminuer les facteurs favorisant la formation ou l'évolution défavorables des escarres (pression, cisaillement, frottement et macération).
- Permet une décharge totale du talon et une bonne inclinaison du segment jambier.
- Soulage le patient par une meilleure position.
- Limite les risques de phlébite.

Composition :

- Mousses : Polyuréthane viscoélastique 80kg/m³
Polyuréthane Haute-Résilience 37kg/m³
- Housse : Pharmatex : 60% polyuréthane, 40% polyester
Dessous anti-glisse : 57% polyuréthane, 43% polyester

Entretien :

- Mousse : éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol
La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche

- Housse en Pharmatex :     

Conditionnement :

- A l'unité
- Sous sac plastique

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication