

SHOPIROLL Rollator



Conçu pour l'extérieur comme pour l'intérieur, le **SHOPIROLL** est équipé d'un sac fabriqué en duraluminium pour une maniabilité sans équivalent. Il est doté de fonctionnalités et d'accessoires pratiques pour se déplacer en toute sécurité.

Matériaux : aluminium et assise nylon


- > Barre à pousser avec frein débrayable
- > Véritable assise
- > Châssis en acier traité époxy
- > Sac d'une contenance de plus de 20 litres
- > Sobriété et élégance

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 120 KG


 **YouTube**
Vidéo de présentation



Conditionnement :
Carton de regroupement : 1
Palette : 12



Frein parking



Sacoch grande contenance

DIMENSIONS

Désignation	SHOPIROLL
Hauteur guidon/sol	90.5/ 94.5/ 98.5 cm
Hauteur assise/sol	58 cm
Dimensions assise	38 x 23 cm
Largeur hors tout	57,5 cm
Profondeur	66 cm
Ø roues	15 cm
Poids	9,5 kg



Boite couleur

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
243880	SHOPIROLL	3701127710571	6273851 53.81 €

