

MODELE ROTULIEN

Caractéristiques :

- ◆ Genouillère anatomique disposant d'un insert rotulien en silicone à picots exerçant un massage intermittent sur les parties molles périphériques améliorant le métabolisme (résorption des œdèmes et des épanchements) tout en stabilisant la rotule
- ◆ Tricotage souple au niveau du creux poplitée (absence de plis) et de l'ouverture rotulienne
- ◆ Baleines latérales souples

Indications :


- ◆ Etat inflammatoire (syndrome rotulien)
- ◆ Subluxation de la rotule
- ◆ Instabilité subjective

Base de remboursement LPPR :

- ◆ Code 201D02.5+201D04.2+201D04.3+201D04.4 à 24.46€ TTC



Tour de cuisse	Taille	ACL	Référence
28-31	1	3401096861402	839.010
32-34	2	3401096861570	839.020
35-37	3	3401096861631	839.030
38-41	4	3401096861860	839.040
42-45	5	3401096861921	839.050
46-48	6	3401097677897	839.060
49-52	7	3401094610330	839.070
53-56	8	3664617839087	839.080



12 cm au-dessus
de la rotule