

Rollator 2 en 1

Diamond Deluxe



Une assistance au quotidien pour plus d'autonomie et de confort

Rollator avec fonction fauteuil

Diamond Deluxe

Un accompagnement au quotidien

- **Sangle dorsale** pour une position assise plus sécurisée
- Structure à **croisillon renforcé** pour plus de résistance
- **Repose-pieds (RP)** escamotables pour plus de confort en fonction fauteuil
- **Sac de transport souple** et **porte-canne** de série pour plus d'autonomie
- **Pliable** pour un transport plus facile
- Produit livré sous emballage « prêt à vendre »
- **Freins de parking** de série



Caractéristiques

- Profondeur maxi : 74 cm sans RP / 102 cm avec RP
- Largeur hors-tout : 65 cm
- Longueur plié : 25 cm
- Hauteur des poignées : 76 à 94 cm
- Hauteur sol/siège : 54 cm
- Dimensions du siège : 46 x 22 cm
- Couleur : rouge métallisé
- Poids total : 8,8 kg sans RP / 10,2 kg avec RP
- Poids maximal supporté : 136 kg
- Charge maxi panier : 5 kg

Référence	SA 130 8001	Code ACL	34015 285 011 6 6
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.