

OS2M

Orthopédie sur Mesure Morinière  
47, rue de la Mutualité BP 60142  
49301 – Cholet cedex  
tel : 02 41 65 90 22  
fax: 02 41 71 29 93  
courriel : [commande@os2m.com](mailto:commande@os2m.com)  
ou [devis@os2m.com](mailto:devis@os2m.com)

SLIP renforcé pour **maintien et contention** de **hernie inguinale , crurale , abdominale**.

**description :** produit en élastique avec renfort pubien, pas de baleinage.

Le produit tubulaire ne comporte aucun réglage; les pelotes sont amovibles et repositionnables.

Il est possible d'ajouter un appui élastique supplémentaire réglable sur pelote(s) pour contention supplémentaire de hernie ou éventration légère.

Slip ouvert pour homme , sans ouverture pour femme, possibilité de patte d'entrejambe réglable

**SLIP NR**

**COLORIS : NOIR , GRIS , BEIGE**

photo haut : modèle pour homme

photo bas : modèle pour femme



- possibilité d'adjonctions amovibles et repositionnables (sauf\*) :

➤ bretelles amovibles (\*) :

bretelles largeur 24mm repositionnables et réglables (position croisée ou droite)

➤ pelote inguinale/crurale :

- anatomique gauche
- anatomique droite

➤ pelote abdominale :

- ronde ou ovale

➤ pelote périnéale :

- anatomique

➤ coussin :

- rectangulaire

➤ tirant hypogastrique :

réglable et repositionnable

➤ patte d'entrejambe (\*) :

cousue au dos, réglable devant

- homme
- femme



**SLIP NR**

**H13 cm**

**H15cm**

**H18 cm**

**F23cm**

**F28 cm**

**F31cm**

taille  
/hanches cm

**36/85 - 38/90 - 40/95 - 42/100 - 44/105 - 46/110 - 48/115 - 50/120**

**NR : pas de prise en charge par les organismes sociaux**

Orthomixt- EURL au capital de 30000 €-RCS ANGERS 494 783 319-2007 B338 - SIRET 494 783 319 00010 SLIP NR