

Compresse Hot Cold



- 23 x 13 cm - 835147

- 30 x 18 cm - 835129

- 40 x 30 cm - 835038

(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 02/02/2024)

- Tri-section - 835166

- Chaud ou froid selon l'effet souhaité (traitement douleur ou décontraction musculaire)
- Enveloppe tissée très résistante
- Plusieurs modèles au choix

Notre compresse Hot Cold est idéale pour une utilisation en [thermothérapie](#) ou en cryothérapie. Refroidie au freezer, elle reste malléable et permet de traiter les douleurs. Réchauffée en cuve, au bain-marie ou au micro-ondes, elle permet une décontraction musculaire ou une préparation à l'effort. Notre compresse Hot Cold est composée d'un gel non toxique d'excellent rendement d'inertie et d'une enveloppe en PVC renforcée façon tissage ultra-résistante.

Livrée avec une housse en microfibre douce et lavable pour le placement direct sur la peau.

Modèles au choix :

- 23 x 13 cm
- 30 x 18 cm
- 40 x 30
- Tri-section

Variantes :

- 23 x 13 cm
- 30 x 18 cm
- 40 x 30 cm
- Tri-section