

Uribag



- Modèle femme - 801006

- Modèle homme - 801005

- Un uribag portable, réutilisable et hermétique
- Modèle pour homme et pour femme

L'Uribag permet principalement aux personnes en fauteuil de profiter d'un urinal discret et pratique. Lorsque vous ne l'utilisez pas, la partie latex se range dans la partie plastique. Après utilisation, il peut être rincé et lavé à l'eau savonneuse.

Utilisable debout, assis ou couché. Couvercle hermétique.

Contenance 1,2 l. Ouverture 4,5 cm.

Variantes :

- Modèle femme
- Modèle homme